



REHABILITACJA I FIZYKOTERAPIA

## wyposażenie dodatkowe

niskie ceny • natychmiastowa realizacja • możliwość negocjacji cen



**[www.bardomed.pl](http://www.bardomed.pl)**  
SPRAWDŹ NASZĄ PEŁNĄ OFERTĘ



sprzęt  
rehabilitacyjny



sprzęt  
medyczny



sprzęt  
sportowy



kosmetologia  
i SPA

## Elektrody płaskie silikonowe (węglowe)

SYMBOL	WYMIARY	PRZYŁĄCZE	CENA (ZA SZT.)
ES 50/50/4	50 x 50 mm	4 mm	9,90 zł
ES 60/80/4	60 x 80 mm	4 mm	11,90 zł
ES 50/100/4	50 x 100 mm	4 mm	12,90 zł
ES 80/120/4	80 x 120 mm	4 mm	19,90 zł
ES 50/50/2	50 x 50 mm	2 mm	9,90 zł
ES 60/80/2	60 x 80 mm	2 mm	11,90 zł
ES 50/100/2	50 x 100 mm	2 mm	12,90 zł
ES 80/120/2	80 x 120 mm	2 mm	19,90 zł
ES 70/50/2	70 x 50 mm	2 mm	27,00 zł
ES 60/60	60 x 60 mm	4 i 2 mm (podwójne)	13,90 zł
ES 60/120	60 x 120 mm	4 i 2 mm (podwójne)	23,90 zł




## Elektrody punktowe

**Elektroda uniwersalna**

- możliwość dopasowania do wszystkich modeli aparatów do elektroterapii
- z 4 różnymi końcówkami

149,90 zł (za szt.)

## Elektrody płaskie aluminiowe



SYMBOL	WYMIARY *	PRZYŁĄCZE	CENA (ZA SZT.)
EA 25/25	25 x 25 mm	4 mm lub 2 mm	9,90 zł
EA 60/60	60 x 60 mm	4 mm lub 2 mm	13,90 zł
EA 60/120	60 x 120 mm	4 mm lub 2 mm	15,90 zł
Elektroda Bergoniego			95,90 zł



\*istnieje możliwość wykonania elektrod w dowolnych wymiarach na zamówienie

## Woreczki (podkłady) wiskozowe do elektrod

SYMBOL	WYMIARY	CENA (ZA SZT.)
WW 25/25	25 x 25 mm	4,90 zł
WW 50/50	50 x 50 mm	5,90 zł
WW 60/80	60 x 80 mm	5,90 zł
WW 50/100	50 x 100 mm	6,90 zł
WW 80/120	80 x 120 mm	6,90 zł
WW 60/60	60 x 60 mm	5,90 zł
WW 60/120	60 x 120 mm	6,90 zł
WW 70/50	70 x 50 mm	5,90 zł
Podkład do elektrody Bergoniego		29,00 zł
Maska do jonoforezy z 2 kieszeniami na elektrody 25 x 25 mm		165,00 zł



## Inne

	NAZWA	PRODUKT	CENA (ZA SZT.)
	okulary do laseroterapii	okulary ochronne do laseroterapii z etui i szmatką do szkieł, ochronność w zakresie 600-1100 nm	370,00 zł
	torby do transportu aparatów	mała (wymiary: 25/30/15 cm) średnia (wymiary: 24/40/20 cm) duża (wymiary: 32/41/17 cm)	165,00 zł 185,00 zł 195,00 zł
	woreczki z piaskiem	mały (wymiary: 21 x 14 cm) duży (wymiary: 21 x 28 cm)	12,00 zł 25,00 zł
	tester elektrod	tester do elektrod silikonowych	149,00 zł
	żele do ultradźwięków	pojemność: 260 ml pojemność: 1000 ml pojemność: 5000 ml	6,90 zł 25,90 zł 69,00 zł
	środki do czyszczenia	Krystalin – preparat do czyszczenia wanien (1000 ml) płyn do ogólnej dezynfekcji ze spryskiwaczem (1000 ml)	25,00 zł 45,00 zł
	fango	masa fango 12 kg (24 sztabki po 500 g) folia do zabiegów fango (1 op. = 1000 m)	340,00 zł 430,00 zł
	złącza uniwersalne typu „krokodylek”	małe (czerwone lub czarne) – przyłącze 2 mm duże (czerwone lub czarne) – przyłącze 4 mm	9,90 zł 17,90 zł

## Opaski mocujące elektrody - niebieskie

SYMBOL	WYMIARY (długość x szerokość)	CENA (ZA SZT.)
OPN 400/30	400 x 30 mm	4,90 zł
OPN 400/80	400 x 80 mm	9,90 zł
OPN 600/80	600 x 80 mm	11,90 zł
OPN 800/80	800 x 80 mm	12,90 zł
OPN 1000/80	1000 x 80 mm	15,90 zł
OPN 1500/80	1500 x 80 mm	21,90 zł
OPN 400/100	400 x 100 mm	12,90 zł
OPN 600/100	600 x 100 mm	14,90 zł
OPN 800/100	800 x 100 mm	16,90 zł
OPN 1000/100	1000 x 100 mm	18,90 zł
OPN 1500/100	1500 x 100 mm	24,90 zł



## Folie: aluminiowa, cynowa



SYMBOL	RODZAJ FOLII	WYMIARY (szer. x grub. x dł.)	CENA (za rolkę)
FA	aluminiowa	140 x 0,5 x 1000 mm	11,00 zł
FC 05	cynowa	140 x 0,5 x 1000 mm	110,00 zł
FC 07	cynowa	140 x 0,7 x 1000 mm	140,00 zł
FC 10	cynowa	140 x 1,0 x 1000 mm	200,00 zł

## Akcesoria do lampy Sollux



SYMBOL	PRODUKT	CENA (ZA SZT.)
FS	filtr do lampy Sollux (czerwony lub niebieski)	99,00 zł
Z27	żarówka do lampy Sollux 375 W, gwint E27	25,00 zł
Z40	żarówka do lampy Sollux 375 W, gwint E40	25,00 zł
OSP	okulary ochronne - pacjent	29,00 zł
OST	okulary ochronne - terapeuta	79,00 zł

## Kable do aparatów




Produkujemy kable do wszystkich modeli aparatów do elektroterapii, na zamówienie wykonujemy również różnego rodzaju przedłużki, rozgałęźniki, łączniki i inne akcesoria dodatkowe. Cena ustalana jest indywidualnie przy każdym zamówieniu.

## Elektrody silikonowe (żelowe) samoprzylepne


### Elektrody z przyłączem 4 mm (wymagany klips K4T)

SYMBOL	KSZTAŁT	WYMIARY	CENA (ZA 4 SZT.)
ESS 32/4	okrągły	średnica 32 mm	8,90 zł
ESS 50/4	okrągły	średnica 50 mm	11,90 zł
ESS 70/4	okrągły	średnica 70 mm	16,90 zł
ESS 35/45/4	prostokątny	35 x 45 mm	7,90 zł
ESS 46/47/4	prostokątny	46 x 47 mm	8,90 zł
ESS 53/96/4	prostokątny	53 x 96 mm	21,90 zł
ESS 45/80/4	prostokątny	45 x 80 mm	13,90 zł
ESS 45/80/2/4	prostokątny	45 x 80 mm (z opcją 2 klipsów 4 mm)	32,90 zł
ESS 45/98/4	prostokątny	45 x 98 mm	15,90 zł
ESS 65/45/4	prostokątny	65 x 45 mm	12,90 zł
K4T	klips do elektrod samoprzylepnych, czarny, gniazdo 4 mm		9,90 zł (za szt.)



### Elektrody z przyłączem 2 mm (z kablem)

SYMBOL	KSZTAŁT	WYMIARY	CENA (ZA 4 SZT.)
ESS 75/2	okrągły	średnica 75 mm	25,90 zł
ESS 35/45/2	prostokątny	35 x 45 mm	12,90 zł
ESS 50/50/2	prostokątny	50 x 50 mm	12,90 zł
ESS 45/80/2	prostokątny	45 x 80 mm	19,90 zł
ESS 65/45/2	prostokątny	65 x 45 mm	22,90 zł





sprzęt rehabilitacyjny



sprzęt medyczny



sprzęt sportowy



kosmetologia i SPA

## Przedstawiciele handlowi firmy BardoMed

### Mateusz Trapkowski

✉ [mtrapkowski@bardomed.pl](mailto:mtrapkowski@bardomed.pl)  
☎ (+48) 12 444 12 97 wewn. 16  
☎ (+48) 722 000 019  
pomorskie, zachodniopomorskie,  
kujawsko-pomorskie

### Jarosław Jastrzębski

✉ [jjastrzebski@bardomed.pl](mailto:jjastrzebski@bardomed.pl)  
☎ (+48) 12 444 12 97 wewn. 17  
☎ (+48) 722 000 017  
mazowieckie, warmińsko-mazurskie,  
podlaskie

### Jan Mańko

✉ [jmanko@bardomed.pl](mailto:jmanko@bardomed.pl)  
☎ (+48) 12 444 12 97 wewn. 12  
☎ (+48) 792 074 704  
dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie

### Marcin Kasiński

✉ [mkasinski@bardomed.pl](mailto:mkasinski@bardomed.pl)  
☎ (+48) 12 444 12 97 wewn. 15  
☎ (+48) 792 074 714  
podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie

### Łukasz Brezko

✉ [lbrezko@bardomed.pl](mailto:lbrezko@bardomed.pl)  
☎ (+48) 12 444 12 97 wewn. 13  
☎ (+48) 722 000 100  
małopolskie, śląskie, łódzkie, opolskie

#### KONTAKT - BIURO HANDLOWE:

**P.H.U. BardoMed**  
ul. Bociana 22a  
31-231 Kraków

🌐 [www.bardomed.pl](http://www.bardomed.pl)  
✉ e-mail: [biuro@bardomed.pl](mailto:biuro@bardomed.pl)  
💬 Skype: [bardo-med](https://www.skype.com/name/bardo-med)  
☺ GG: 7174830

☎ tel. (+48) 12 444 12 97  
☎ fax. (+48) 12 444 12 96  
☎ kom. (+48) 721 12 13 14



**zeskanuj kod QR**  
sprawdź wszystkie dostępne promocje

**UWAGA!** Do wybranych produktów doliczamy koszty transportu.

Wszystkie ceny podane w ulotce są cenami brutto (z VAT).

Niniejsza ulotka nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych i nie przedstawia stanów magazynowych.

Prezentowany w ulotce sprzęt to jedynie wycinek oferty. Firma BardoMed oferuje sprzęt i wyposażenie do rehabilitacji, fizjoterapii, sprzęt medyczny, sportowy, wyposażenie gabinetów kosmetycznych i SPA.

Ofertę na produkty spoza niniejszej ulotki przygotowujemy na indywidualne zapytania. Zapraszamy do kontaktu z Przedstawicielami Regionalnymi lub Biurem Handlowym.